

مواصفات منتج NanoVi™

تستخدم أجهزة NanoVi™ لاستعادة الحيوية والصحة الخلوية أو الحفاظ عليها أو تعزيزها من خلال إصلاح الإشارات على المستوى الخلوي. يساعد نهجنا الفريد المحمي ببراءات الاختراع في بدء آليات الإصلاح والتجديد الخاصة بالجسم وتقليل الضرر الناتج عن الأكسدة.

نحن نقدم ثلاثة أجهزة NanoVi™، بمستويات مختلفة من الكثافة وأوقات الجلسة.

NanoVi Eco™

الموديل بالسعر الأكثر تقبلاً



- يستخدم في المنزل لجلسات أطول


إن NanoVi Eco™ هي الطريقة الأكثر اقتصاداً لجلب مزايا تقنية NanoVi™ إلى منزلك. شاشة اللمس البسيطة وجهاز التحكم عن بعد السهل للأضواء الزخرفية تجعل من السهل إعداد نفسك لجلسة استرخاء تعزز الصحة الخلوية وتخفف من ضغوط الأكسدة.

مدة الجلسة القياسية لـ Eco هي 60 دقيقة ويمكن تقسيمها إلى 2-3 جلسات أقصر. يمكن للأشخاص الذين يحاولون استعادة الصحة الخلوية وتعزيز الحيوية استخدام NanoVi Eco™ لفترة أطول بكثير من الجلسة العادية التي مدتها 60 دقيقة.

مدة الجلسة: 60 دقيقة

NanoVi Pro™

الموديل الأكثر شهرة



- يستخدم في المنزل وبه إعدادات تناسب الأعمال
- يشمل تقنية الكروت الذكية للتشغيل وضبط الجلسات

NanoVi Pro™ هو الخيار الأمثل وجميع بين السعر والأداء. إنه الاختيار رقم واحد لكل من مستخدمي NanoVi™ الخاصين والمهنيين.

جهاز Pro أقوى مرتين من Eco مع وقت جلسة 30 دقيقة. يجعل وقت الجلسة الأقصر من السهل على العديد من أفراد العائلة مشاركة الوقت على NanoVi Pro™. تتلاءم جلسة مدتها 30 دقيقة بشكل جيد أيضاً بالنسبة لمعظم العيادات والمراكز سواء كجلسة مستقلة أو بالاشتراك مع خدمة أخرى.

مدة الجلسة: 30 دقيقة

NanoVi Exo™

الموديل الأقوى



- يستخدم في المنزل وبه إعدادات تناسب الأعمال
- يشمل تقنية الكروت الذكية للتشغيل وضبط الجلسات

NanoVi Exo™ هو أحدث وأقوى خيار NanoVi™. إنه أقوى مرتين من Pro ، أو أقوى أربع مرات من Eco.

مع مدة جلسة تبلغ 15 دقيقة فقط ، يعد Exo مثاليًا للرياضيين ذوي الأداء والمهنيين الذين يساعدون عملائهم على تعزيز الحيوية ، والتعافي بشكل أسرع ، وحتى للمستخدمين الخاصين الذين يريدون تأثيراً كبيراً في وقت قصير. بالنسبة للمحترفين ، يمكن لـ Exo التعامل مع ضعف عدد عملائك لأن الجلسات القصيرة تعني أوقات استجابة أسرع.

مدة الجلسة: 15 دقيقة